

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-B-Catenin Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P35222

Numero articolo: CM0015102



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che targeting β -Catenin umano (CTNNB1), adatto per applicazioni WB, IHC-P, IP ed ELISA. Rileva la β -Catenin endogena da campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione Wnt e sull'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	β -Catenin Rabbit pAb
Note/Alias	EVR7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; β -Catenin
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1499
Gene ID	1499
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 667-781 della β -Catenin umana (NP_001895.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P35222
Peso proteico	85kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio