


Mab Di Coniglio Anti-B-Trcp/Btrc Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y297

Numero articolo: CM0006350



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante diretto contro β -TrCP/BTRC umano, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Riconosce BTRC umano, murino e di ratto. Ideale per studi sull'ubiquitinazione e sulla segnalazione Wnt.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio β -TrCP/BTRC
Note/Alias	FWD1; FBW1A; FBXW1; bTrCP; FBXW1A; bTrCP1; betaTrCP; BETA-TRCP; β -TrCP/BTRC
Specie	Umana
GeneID (umano)	8945
GeneID	8945
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di β -TrCP/BTRC umano (NP_378663.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9Y297
Peso della proteina	69 kDa
Spedizione	Confezione refrigerante