

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-B-Trcp/Btrc Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y297

Numero articolo: CM0022862



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro β -TrCP/BTRC umano (FWD1, FBXW1) per Western blot, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Utile per studiare la proteolisi mediata dall'ubiquitina, la segnalazione di NF- κ B e Wnt.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio β -TrCP/BTRC
Note/Alias	FWD1; FBW1A; FBXW1; bTrCP; FBXW1A; bTrCP1; betaTrCP; BETA-TRCP; β -TrCP/BTRC
Specie	Umano
GeneID	8945
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-120 di β -TrCP/BTRC umano (NP_378663.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y297
Peso Proteico	69kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio