

Anticorpo Monoclonale Anti-Vamp1 Per Wb - P23763

Numero articolo: CM0004954

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro VAMP1/sinaptobrevina-1 umana, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Per ricerche di neuroscienze e traffico vescicolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	VAMP1 Rabbit mAb
Note/Alias	SAX1; SYB1; CMS25; SPAX1; VAMP-1; VAMP1
Specie	Umano
Gene ID	6843
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-118 di VAMP1 umana (P23763)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P23763
Peso Proteico	13kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio