


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Vamp2 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P63027

Numero articolo: CM0008946



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio Anti-VAMP2 di alta qualità per applicazioni WB, IHC-P, IF-P, ELISA. Reagisce con VAMP2 umano, murino e ratto. Adatto per la ricerca sull'esocitosi delle vescicole sinaptiche e sulla fusione di membrana mediata da SNARE.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	VAMP2 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	SYB2; VAMP-2; NEDHAHM; VAMP2
Specie	Umano
Gene ID	6844
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di VAMP2 umano (P63027)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P63027
Peso Proteico	13kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio