

## Anticorpo Policlonale Anti-Vamp3/Cellubrevin Per Wb E Elisa - Q15836

Numero articolo: CM0026881

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro VAMP3/Cellubrevin, adatto per WB e ELISA. Riconosce VAMP3 umano, murino e ratto. Mira mirato al dominio N-terminale e rileva una banda di 11kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | VAMP3/Cellubrevin Rabbit pAb                                                                                                            |
| Osservazioni/Alias  | CEB; VAMP3/Cellubrevin                                                                                                                  |
| Specie              | Umano                                                                                                                                   |
| Gene ID (Umano)     | 9341                                                                                                                                    |
| Gene ID             | 9341                                                                                                                                    |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-80 di VAMP3/Cellubrevin umano (NP_004772.1). |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                                |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                                   |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                               |
| Reattività crociata | Umano, Mouse, Ratto                                                                                                                     |
| SWISS               | Q15836                                                                                                                                  |
| Peso proteico       | 11kDa                                                                                                                                   |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                                      |