

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Vamp4 Per Wb E Elisa - 075379

Numero articolo: CM0024962

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-VAMP4 per applicazioni Western blot (WB) e ELISA. Rileva VAMP4 umano, di topo e di ratto, una v-SNARE che regola la fusione delle vescicole e il traffico di membrana. Ideale per la ricerca sul complesso SNARE e sulla rigenerazione muscolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	VAMP4 Rabbit pAb
Note/Alias	VAMP-4; VAMP24; VAMP4
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	8674
ID gene	8674
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-115 di VAMP4 umano (NP_003753.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	075379
Peso proteico	16kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio