


Anticorpo Policlonale Anti-Vamp7 Per Wb, If/Icc, Elisa - P51809

Numero articolo: CM0022914



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro VAMP7 (SYBL1/TI-VAMP) umano, validato per Western blot, IF/ICC e ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per ricerche sul traffico lisosomiale e sull'esocitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	VAMP7 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	SYBL1; TIVAMP; VAMP-7; TI-VAMP; VAMP7
Specie	Uomo
ID genico (Uomo)	6845
ID genico	6845
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 11-70 di VAMP7 umano (NP_005629.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P51809
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio