

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Vamp8 Per Wb, Elisa - Q9Bv40

Numero articolo: CM0014650



introduzione

L'anticorpo policlonale rabbit contro VAMP8 (per WB, ELISA) bersaglia la proteina VAMP8 umana (conosciuta anche come Endobrevin/EDB) con reattività crociata verso topo e ratto. È ideale per studiare la fusione di membrane mediata da SNARE, l'autofagia e l'esocitosi delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	VAMP8 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	EDB; VAMP-8; VAMP8
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	8673
ID gene	8673
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-75 di VAMP8 umana (NP_003752.2).
Origine	Rabbit (Coniglio)
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9BV40
Peso proteico	11kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio