


Anticorpo Policlonale Anti-Vapa Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9P0L0

Numero articolo: CM0016356



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro VAPA umano (VAP-A), validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Rileva VAPA endogena in campioni umani e murini. Ideale per la ricerca sui siti di contatto del RE e sul traffico vescicolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	VAPA Rabbit pAb
Note/Alias	VAP-A; VAP33; VAMP-A; VAP-33; hVAP-33; VAPA
Specie	Umana
GeneID (umano)	9218
GeneID	9218
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 137-227 di VAPA umana (NP_919415.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q9P0L0
Peso della proteina	28 kDa
Spedizione	Confezione refrigerata con ghiaccio