


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Vapb Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95292

Numero articolo: CM0029769



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio VAPB adatto per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con VAPB umano, murino e ratto. Per lo studio dei siti di contatto RE-endosoma e della UPR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	VAPB Rabbit pAb
Note/Alias	ALS8; VAP-B; VAMP-B; VAPB
Specie	Umano
GeneID	9217
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 10-222 di VAPB umano (NP_004729.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O95292
Peso proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio