

Anticorpo Policlonale Anti-Vash1 Per Wb, Elisa - Q7L8A9

Numero articolo: CM0024932



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting VASH1 umano (tubulinil-Tir carbossipeptidasi 1), validato per WB ed ELISA. Cross-reattiva con il mouse; adatto per ricerche sull'angiogenesi e sui microtubuli.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	VASH1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	TTCP 1; KIAA1036; VASH1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	22846
Gene ID	22846
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-365 di VASH1 umano (NP_055724.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q7L8A9
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio