

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Vasp Per Wb, Elisa - P50552

Numero articolo: CM0011846



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro VASP umano, validato per WB e ELISA. Ideale per lo studio della dinamica dell'actina, dell'attivazione piastrinica e della migrazione cellulare. Rileva una proteina di 40 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	VASP Rabbit mAb
Note/Alias	VASP; vasodilator-stimulated phosphoproteina
Specie	Uomo
ID genico (Uomo)	7408
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di VASP umano (P50552)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Uomo
SWISS	P50552
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio