

Anti-Vasp Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Elisa - P50552

Numero articolo: CM0016310



introduzione

VASP Rabbit pAb, un anticorpo policlonale convalidato per WB e ELISA, rileva specificamente la fosfoproteina stimolata dai vasodilatatori umana. Ideale per la ricerca sulla dinamica del citoscheletro e sull'attivazione delle piastrine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome Prodotto	VASP Rabbit pAb
Note/Alias	VASP
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7408
GeneID	7408
Immunogeno	Peptide sintetico; Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 150-250 del VASP umano (NP_003361.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P50552
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio