

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Vasp - P50552

Numero articolo: CM0015398



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-VASP di alta qualità, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva la VASP umana, murina e di ratto. Ideale per lo studio della migrazione cellulare, dell'adesione e dell'attivazione piastrinica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	VASP Rabbit pAb
Note/Alias	VASP
Specie	Umana
GeneID (umana)	7408
GeneID	7408
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 della VASP umana (NP_003361.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P50552
Peso della proteina	40 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante