


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Vav1 Per Wb, Elisa - P15498

Numero articolo: CM0013715



introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio anti-VAV1 è validato per WB ed ELISA e mostra reattività crociata con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per lo studio della segnalazione delle GTPasi Rho/Rac nelle cellule ematopoietiche e nella ricerca oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	VAV1 pAb di coniglio
Note/alias	VAV; VAV1
Specie	Umano
GeneID	7409
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 374-590 di VAV1 umano (NP_005419.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P15498
Peso della proteina	98 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante