

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Vav2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P52735

Numero articolo: CM0009880



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità che targeting VAV2 umano (P52735), validato per Western blotting, immunohistochemistry (paraffina) ed ELISA. Progettato per ricerche sull'angiogenesi, saggi di migrazione cellulare e studi di biologia vascolare; cross-reagisce con il mouse.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	VAV2 Rabbit mAb
Note/Alias	VAV-2; VAV2
Specie	Umano
GeneID	7410
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 100-200 del VAV2 umano (P52735).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse
SWISS	P52735
Peso Proteico	101kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio