

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Vav2 Per Wb E Elisa - P52735

Numero articolo: CM0022333



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-VAV2 validato per WB e ELISA, con reattività crociata con umano, topo e ratto. VAV2 è una GEF Rho coinvolta nell'angiogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KO Validato] VAV2 Coniglio pAb
Note/Alias	VAV-2; V2
Specie	Umano
GeneID (umano)	7410
GeneID	7410
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 570-700 del VAV2 umano (NP_001127870.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P52735
Peso Proteico	101kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio