

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Vav2 Per Wb, Elisa - P52735

Numero articolo: CM0027600



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-VAV2 validato per Western blot e ELISA, che riconosce VAV2 di uomo, topo e ratto. Studia l'angiogenesi e la segnalazione delle Rho GTPasi con questo anticorpo di alta qualità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	VAV2 Rabbit pAb
Note/Alias	VAV-2; VAV2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	7410
GeneID	7410
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente agli amminoacidi 570-700 di VAV2 umano (NP_001127870.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P52735
Peso proteico	101 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio