


Anticorpo Policlonale Anti-Vav3 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ukw4

Numero articolo: CM0016604



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro VAV3, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Riconosce il VAV3 umano e murino. Utile per studi sull'angiogenesi, sulla segnalazione delle integrine e sull'organizzazione del citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Nome del prodotto	VAV3 Rabbit pAb
Note/Alias	VAV3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10451
GeneID	10451
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 560-680 del VAV3 umano (NP_006104.4)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9UKW4
Peso proteico	98kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio