


Anticorpo Monoclonale Anti-Vav3 Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ukw4

Numero articolo: CM0011925



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro VAV3 umano, validato per WB, IHC-P, ELISA. Rileva VAV3 umano e murino, un GEF coinvolto nell'angiogenesi e nella segnalazione dell'integrina. Ideale per la ricerca in biologia vascolare e immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb VAV3 Coniglio
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10451
ID Gene	10451
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 700-800 di VAV3 umano (Q9UKW4).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q9UKW4
Peso Proteico	98kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio