

Anticorpo Monoclonale Anti-Vcam-1/Cd106 Per Fc - P29533

Numero articolo: CM0012405

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato rivolto a VCAM-1 (CD106) murino, validato per citometria a flusso. Adatto per l'analisi dell'espressione di VCAM-1 endoteliale in studi sulla sorveglianza immunitaria, l'infiammazione e il midollo osseo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Rabbit anti-Mouse VCAM-1/CD106 mAb
Note/Alias	CD106; Vcam-1
Specie	Mouse
GeneID (Uomo)	7412
GeneID	22329
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-310 di VCAM-1/CD106 murino (NP_035823.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Mouse
SWISS	P29533
Peso Proteico	38kDa/81kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio