

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Vcam-1/Cd106 Per Wb, Elisa - P29533

Numero articolo: CM0019219

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro CD106/VCAM-1 di topo per applicazioni WB ed ELISA. Specifico per il topo, adatto per studi sull'adesione delle cellule endoteliali, la migrazione dei leucociti e l'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD106 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	CD106; Vcam-1
Specie	Topo
Gene ID	22329
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 25-310 del CD106 di topo. (NP_035823.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P29533
Peso proteico	81kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio