

Anticorpo Policlonale Anti-Vcam1 (Cd106/Incam-100) Per Wb, If-P, Elisa - P19320

Numero articolo: CM0013821



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio VCAM1 convalidato per WB, IF-P, ELISA. Reagisce con VCAM1 umano e murino. Adatto per ricerche sull'adesione dei leucociti, infiammazione e sorveglianza immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	VCAM1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CD106; INCAM-100; VCAM1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7412
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 300-400 del VCAM1 umano (NP_001069.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P19320
Peso proteico	81kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio