


## Anticorpo Monoclonale Anti-Vcp Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - P55072

Numero articolo: CM0003286



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro VCP umano (p97) validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Adatto per studiare ERAD, dinamica del Golgi, riparazione del DNA e autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del Prodotto     | VCP Rabbit mAb                                                                                               |
| Note/Alias            | p97; TERA; CDC48; FTDALS6; VCP                                                                               |
| Specie                | Umano                                                                                                        |
| Gene ID (Umano)       | 7415                                                                                                         |
| Gene ID               | 7415                                                                                                         |
| Immunogeno            | Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di VCP umano (P55072) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                     |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali                                                                                        |
| Applicazione          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                            |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                           |
| SWISS                 | P55072                                                                                                       |
| Peso Proteico         | 89kDa                                                                                                        |
| Spedizione            | Sacca di ghiaccio                                                                                            |