

Polymab® Rabbit Anti-Vdac 1/2/3 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P21796 / P45880 / Q9Y277

Numero articolo: CM0005419



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che riconosce VDAC1, VDAC2 e VDAC3 umani. Validato per WB, IF-P, IHC-P e ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studi sul mitocondrio e sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	VDAC 1/2/3 Rabbit PolymAb®
Annotazioni / Alias	PORIN; VDAC-1
Specie	Uomo
GeneID	7416/7417/7419
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di VDAC 1/2/3 umano (NP_003366.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P21796/P45880/Q9Y277
Peso proteico	31kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio