

Anticorpo Policlonale Anti-Vdac1 / Porina Per Wb, Ihc-P, Elisa - P21796

Numero articolo: CM0012835



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro VDAC1/Porina umana, validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Reagisce con campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca mitocondriale e sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	VDAC1 / Porina Rabbit pAb
Note/Alias	PORIN; VDAC-1; VDAC1 / Porina
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	7416
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-283 della VDAC1 / Porina umana (NP_003365.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P21796
Peso proteico	31 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio