

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Vdac1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P21796

Numero articolo: CM0003743



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-VDAC1 validato per applicazioni WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, con reattività crociata con umano, topo e ratto. Bersaglia il canale ionico voltaggio-dipendente mitocondriale coinvolto nell'apoptosi e nel trasporto di metaboliti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-VDAC1
Note/Alias	PORIN; VDAC-1; VDAC1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	7416
GenelD	7416
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P21796
Peso proteico	31kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio