


Anticorpo Policlonale Anti-Vdac2 Per Wb, Elisa - P45880

Numero articolo: CM0023640



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce VDAC2 umano (Porina 2), validato per WB ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca sui canali ionici della membrana mitocondriale esterna e sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	VDAC2 Rabbit pAb
Note/Alias	POR; VDAC2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7417
GeneID	7417
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-309 di VDAC2 umano (NP_001171712.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P45880
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio