


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Vdac2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P45880

Numero articolo: CM0003492



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro VDAC2 umano, validato per Western blot, IHC-P e ELISA. Rileva VDAC2 endogeno in campioni umani, di topo e ratto. Adatto per la ricerca sul mitocondrio e sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	VDAC2 Rabbit mAb
Note/Alias	POR; VDAC2
Specie	Umana
GeneID (Umana)	7417
GeneID	7417
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 1-100 di VDAC2 umano (NP_003366.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P45880
Peso proteico	32 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio