


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Vdac2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P45880

Numero articolo: CM0024368



introduzione

VDAC2 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA su umano, topo, ratto. Riconosce il canale ionico voltaggio-dipendente non selettivo VDAC2, una porina della membrana mitocondriale esterna coinvolta nel trasporto ionico e nell'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	VDAC2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	POR; VDAC2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7417
GeneID	7417
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 del VDAC2 umano (NP_003366.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P45880
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio