

Anticorpo Monoclonale Anti-Vdac3 (Validato Kd) Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9Y277

Numero articolo: CM0012691

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-VDAC3 (validato KD) per WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. Ha come bersaglio il canale ionico della membrana mitocondriale esterna coinvolto nel trasporto e nella fertilità maschile. SWISS: Q9Y277.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Validato KD] mAb di coniglio anti-VDAC3
Note/Alias	VDAC-3; HD-VDAC3
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	7419
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di VDAC3 umano (NP_005653.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9Y277
Peso della proteina	31 kDa
Spedizione	Sacca refrigerante