


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Vdr Per Wb, Elisa - P11473

Numero articolo: CM0003946



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante che riconosce il VDR umano, validato per Western blotting ed ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Utile per studiare la segnalazione della vitamina D3, l'omeostasi del calcio e la funzione del recettore degli acidi biliari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	VDR Rabbit mAb
Note/Alias	NR1I1; PPP1R163; VDR
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7421
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 del VDR umano (NP_000367.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	P11473
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio