


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Vdr Per Wb, Ip, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P11473

Numero articolo: CM0004245



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-VDR validato per WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Rileva il recettore della vitamina D3 (~48 kDa) umano, di topo e ratto. Ideale per studi sull'omeostasi del calcio, la regolazione trascrizionale e la segnalazione degli acidi biliari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	VDR Rabbit mAb
Note/Alias	NR1I1; PPP1R163; VDR
Specie	Umana
GeneID	7421
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P11473
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio