


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Vdr Per Wb, If/Icc, Elisa - P11473

Numero articolo: CM0021551



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per il VDR umano (recettore della vitamina D3), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con umano e topo. Ideale per studiare la trascrizione mediata dalla vitamina D3 e l'omeostasi del calcio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	VDR Rabbit pAb
Note/Alias	NR1I1; PPP1R163; VDR
Specie	Umano
GeneID	7421
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 del VDR umano (NP_000367.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	P11473
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio