

Anticorpo Policlonale Anti-Ve Cadherina Per Wb, Ihc-P, Elisa - P33151

Numero articolo: CM0015601

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato alla VE-caderina umana (CDH5, CD144) per applicazioni WB, IHC-P, ELISA. Rileva la VE-caderina umana e murina, adatto per la ricerca sulla biologia delle cellule endoteliali e vascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	VE Cadherin Rabbit pAb
Note/Alias	7B4; CD144; VE Cadherin
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1003
GeneID	1003
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 621-784 della VE Cadherina umana (NP_001786.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P33151
Peso Proteico	88kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio