

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ve Cadherina Per Wb, Elisa - P33151

Numero articolo: CM0018698

introduzione

VE Cadherina Rabbit pAb è un anticorpo policlonale ottenuto in coniglio, validato per WB e ELISA. Reagisce con VE Cadherina (CD144) umana e murine, una proteina chiave di adesione endoteliale (SWISS P33151).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	VE Cadherina Rabbit pAb
Note/Alias	7B4; CD144; VE Cadherin
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	1003
GenelD	1003
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 259-358 della VE Cadherina umana (NP_001786.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	P33151
Peso proteico	88kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio