

## Anticorpo Monoclonale Anti-Ve-Cadherina Rabbit Polymab® Per Wb, Ihc-P, Elisa - P33151 / P55284

Numero articolo: CM0002778

### introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio di alta qualità che bersaglia VE-Cadherina (CDH5). Validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. Supporta la biologia delle cellule endoteliali e la ricerca vascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                                 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto     | VE-Cadherina Rabbit PolymAb®                                                                                                           |
| Note/Altri nomi       | 7B4; CD144                                                                                                                             |
| Specie                | Uomo                                                                                                                                   |
| ID del gene (Uomo)    | 1003                                                                                                                                   |
| ID del gene           | 1003/12562                                                                                                                             |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 259-358 della VE Cadherina umana (NP_001786.2) |
| Origine               | Coniglio                                                                                                                               |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali                                                                                                                  |
| Applicazione          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                       |
| Reattività incrociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                                      |
| SWISS                 | P33151/P55284                                                                                                                          |
| Peso proteico         | 88kDa                                                                                                                                  |
| Spedizione            | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                                  |