


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Vegf-D Per Wb, Elisa - O43915

Numero articolo: CM0003564



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che si lega al VEGF-D umano (FIGF) per Western blotting ed ELISA. Cross-reagisce con topo e ratto, rendendolo adatto per studi sull'angiogenesi, linfoangiogenesi e permeabilità vascolare tra specie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	VEGF-D Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	FIGF; VEGF-D
Specie	Umano
GeneID (umano)	2277
GeneID	2277
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 200-300 del VEGF-D umano (O43915)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O43915
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio