


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Vegf-D Per Wb Ed Elisa - O43915

Numero articolo: CM0017929



introduzione

L'Anticorpo Policlonale di Coniglio VEGF-D è specifico per il fattore di crescita dell'endotelio vascolare D umano (FIGF), ideale per WB ed ELISA. Questo anticorpo supporta la ricerca su angiogenesi e linfangiogenesi, prodotto per garantire prestazioni consistenti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	VEGF-D Rabbit pAb
Note/Alias	FIGF; VEGF-D
Specie	Umano
GenelD (umano)	2277
GenelD	2277
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-220 del VEGF-D umano (NP_004460.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O43915
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio