


Anticorpo Monoclonale Anti-Vegf Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - P15692

Numero articolo: CM0004342



introduzione

Anticorpo monoclonale Anti-VEGF di coniglio validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva VEGF umano, murino e di ratto (15-27/34-45 kDa). Ideale per la ricerca sull'angiogenesi e sulla vascolarizzazione ipossica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	VEGF Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	VEGFA, MVCD1, VEGF, VPF, fattore di crescita dell'endotelio vascolare A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7422
GeneID	7422
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 38-135 del VEGF umano (NP_001165094.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P15692
Peso Proteico	15-27kDa/34-45kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio