


Anticorpo Policlonale Anti Recettore Vegf 2 Per Wb, Elisa - P35968

Numero articolo: CM0026648



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia il Recettore VEGF 2 umano (KDR/FLK1), validato per WB e ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Prezioso per la ricerca sull'angiogenesi, la biologia vascolare e il cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	VEGF Receptor 2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	FLK1; CD309; VEGFR; VEGFR2; Recettore VEGF 2
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	3791
GeneID	3791
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1150-1250 del Recettore VEGF 2 umano (NP_002244.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P35968
Peso Proteico	152kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio