

Anticorpo Policlonale Anti Recettore Vegf 2 Per Wb, Elisa - P35968

Numero articolo: CM0014829



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il Recettore VEGF 2 (KDR/FLK1/CD309) convalidato per Western blot e ELISA. Rileva umano, topo, ratto. Immunogeno: proteina di fusione ricombinante (aa 1147-1356). Ideale per la ricerca sull'angiogenesi e la biologia vascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	VEGF Receptor 2 Rabbit pAb
Note / Alias	FLK1; CD309; VEGFR; VEGFR2; VEGF Receptor 2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3791
GeneID	3791
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1147-1356 del Recettore VEGF 2 umano (NP_002244.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P35968
Peso Proteico	152 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio