


Anticorpo Monoclonale Murino Anti-Vegfa Per Wb, Elisa, Ihc-P - P15692

Numero articolo: CM0002783



introduzione

Anticorpo monoclonale murino di alta qualità contro il VEGFA umano, convalidato per Western blot, ELISA e immunochimica con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'angiogenesi e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	VEGFA Mouse mAb
Note/Alias	VPF; VEGF; MVCD1; VEGFA
Specie	Umano
Gene ID	7422
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 207-327 del VEGFA umano (P15692).
Fonte	Topo
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA, IHC-P
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P15692
Peso proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio