

Anticorpo Policlonale Anti-Vegfa Per Wb, If/Icc, Elisa - P15692

Numero articolo: CM0012979



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro VEGFA (VPF, VEGF) validato per WB, IF/ICC, ELISA su umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sull'angiogenesi e l'ipossia. - P15692

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	VEGFA Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	VPF; VEGF; MVCD1; VEGFA
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7422
GeneID	7422
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 91-191 di VEGFA umana (NP_001165097.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P15692
Peso proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio