

Anticorpo Policlonale Anti-Vegfb Per Wb, If/Icc, Elisa - P49765

Numero articolo: CM0020978



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro VEGFB umano. Adatto per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce incrociato con umano, topo, ratto. Mira al fattore di crescita endoteliale vascolare B, un regolatore chiave dell'angiogenesi e della funzione delle cellule endoteliali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	VEGFB Rabbit pAb
Note/Alias	VRF; VEGFL; VEGFB
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	7423
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 30-121 di VEGFB umano (NP_003368.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P49765
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio