

Anticorpo Policlonale Anti-Vegfb Per Wb, Ihc-P, Elisa - P49765

Numero articolo: CM0015955



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro VEGFB umano (VRF, VEGFL). Validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Ideale per studi sull'angiogenesi e cardiovascolari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	VEGFB pAb coniglio
Osservazioni/Alias	VRF; VEGFL; VEGFB
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	7423
Gene ID	7423
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 del VEGFB di topo (NP_035827.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P49765
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio