


Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Vegfc (Flt4-L, Vrp) Per Wb Ed Elisa - P49767

Numero articolo: CM0006504



introduzione

CamelBio VEGFC Rabbit mAb è un anticorpo monoclonale ad alta specificità per WB ed ELISA. Riconosce VEGFC umano all'interno degli amminoacidi 112-227. Ideale per la ricerca su angiogenesi, linfangiogenesi e biologia vascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	VEGFC Rabbit mAb
Note/Alias	VRP; Flt4-L; LMPH1D; LMPHM4; VEGFC
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7424
GeneID	7424
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 112-227 di VEGFC umano. (NP_005420.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P49767
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio