


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Vegfc Per Wb, Elisa - P49767

Numero articolo: CM0025778



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-VEGFC per Western blot ed ELISA. Rileva VEGFC umano, di topo, di ratto (47 kDa). Ideale per studi sull'angiogenesi e sulla linfangiogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	VEGFC Rabbit pAb
Note/Alias	VRP; Flt4-L; LMPH1D; LMPHM4; VEGFC
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7424
ID Gene	7424
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-300 di VEGFC umano (NP_005420.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P49767
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio