


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Vegfr1/Flt-1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P17948

Numero articolo: CM0014324



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per VEGFR1 (FLT-1). Validato per applicazioni di Western blot, immunofluorescenza ed ELISA. Mostra reattività crociata con campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per studi sull'angiogenesi, sullo sviluppo del sistema vascolare e sulla ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio anti-VEGFR1
Note/Alias	FLT; FLT-1; VEGFR1; VEGFR-1
Specie	Umano
GeneID (umano)	2321
GeneID	2321
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1100 -1180 di VEGFR1 umano (NP_002010.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P17948
Peso Proteico	151kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio